國立虎尾科技大學機械設計工程系機械工程實驗(二)熱流力實驗

實驗 3. 伯努利文氏管實驗

指導教授: 周 榮 源 老 師

班級:四設四乙

學 生: 劉于綸 41023245

陳濬祺 41023229

劉昱辰 41023246

廖崇軒 41023244

黄嘉偉 41023238

組 別: 第11組

中華民國 113 年 11 月 5 日 星 期 二

一、 實驗目的

目的是為了驗證柏努力定理在流體中的應用,特別是在流速與壓力之間的關係。藉由文氏管的壓力與速度的量測,來檢驗伯努利方程式能量守恆與質量守恆的概念。

二、儀器與設備

- 1. 控制箱與操作面板
- 2. 水柱壓力計
- 3. 標準流量產生器用 AMCA 噴嘴
- 4. 標準流量產生裝置



圖 1. 控制箱與操作面板




圖 2. 水柱壓力計




圖 3. 標準流量產生器用 AMCA 噴嘴



圖 4. 標準流量產生裝置

三、實驗原理

伯努利定理描述流體在流動過程中的壓力、流速和位能之間的關係。 文氏管是一種流體管道設計,其特徵是中央部分收縮,並在入口和出 口處直徑較大。通過伯努利定理,當流體進入管道的收縮部分時,流 速會增加,而靜壓力會下降;反之,在出口處流速減少,壓力回升。

實驗過程中,通過測量管道不同位置的壓力差,可以觀察流速和壓力變化的關係,驗證伯努利定理。

四、實驗步驟

- 1. 根據噴嘴上標示的流量範圍,選擇所需風量的噴嘴。
- 2. 開啟標準風量產生裝置兩邊的扣鉗,將腔室分離。
- 3. 於標準流量產生器安裝噴嘴,將噴嘴板定位孔徑對準定位銷,並 請小心安裝。
- 4. 將噴嘴腔室往前輕推,關閉噴嘴前後腔室。
- 5. 將噴嘴腔室兩側固定扣拑扣上,以固定噴嘴腔室。
- 6. 確認裝置內無風後,將壓力表歸零。
- 7. 歸零方式為按下 AZ 按鍵兩次,直到右上角 AZ 燈亮起並數字顯示為 0。
- 8. 順時針轉動輔助風機變頻器旋鈕,並觀察且記錄噴嘴前後差壓。


五、實驗結果

起始數值為 0



第一次實驗:操作數值為5





由左至右文試管刻度為:

 $22 \cdot 21 \cdot 20 \cdot 20 \cdot 20 \cdot 20 \cdot 20 \cdot 22 \cdot 20$


第二次實驗:操作數值為10





由左至右文試管刻度為:


22 \cdot 21 \cdot 20 \cdot 20 \cdot 20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 21 \cdot 20



由左至右文試管刻度為:

 $30 \cdot 30 \cdot 31 \cdot 32 \cdot 30 \cdot 30 \cdot 27 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 22$


第三次實驗:操作數值為20





由左至右文試管刻度為:

12 \ \ 10 \ \ 8 \ \ 5 \ \ 4 \ \ 3 \ \ 1 \ \ 0 \ \ 2 \ \ 2



由左至右文試管刻度為:

 $38 \cdot 62 \cdot 65 \cdot 67 \cdot 66 \cdot 60 \cdot 42 \cdot 30 \cdot 21 \cdot 17$

六、參考資料

周榮源老師資料提供